

Dækkeservietter i Bio Soft

Design af Helle Dehn – Garn10 & webgarn.dk

Materialer:

Pind 5 eller 5,5

1 nøgle Bio Soft fra Mondial pr. dækkeserviet + en rest til kant

Opskrift:

Slå 71 masker op

Pind 1: Strik 2 ret - * 1 vr - 1 ret * gentag til sidste 3 masker - strik 1 vr 2 ret

Pind 2: 1 m vr løs af - * 1 vr - 1 løs af med garn bag arbejdet * gentag og slut med 1 vr - 1 ret

Pind 3: 1 m vr løs af - * 1 ret - 1 løs af med garn foran arbejdet * gentag og slut med 2 ret

Pind 4: 1 m vr løs af - ret

Pind 5: 1 m vr løs af - * 1 maske løs af med garn foran arbejdet - 1 ret *

Pind 6: 1 m vr løs af - * 1 maske løs af med garn bag arbejdet - 1 vr * gentag og slut 1 maske løs af med garnet bag - 1 ret

Pind 7: 1 m vr løs af - * 1 maske løs af med garn foran arbejdet - 1 ret *

Pind 8: 1 m vr løs af - ret

Pind 9: 1 m vr løs af - * 1 ret - 1 maske løs af med garnet foran arbejdet * slut med 2 ret

Gentag pind 2-9 til der ikke er mere garn

Hækl en omgang fastmasker hele vejen rundt

Hækl en omgang fastmasker hvor du springer ca hver 3 masker over (så ikke det bliver for løst)

Hækl en omgang krebsemasker

Hæft ender

